


COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test For Self-Testing



Intended Use:

The COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test is a single-use test kit intended for qualitative detection of nucleocapsid protein antigen of influenza A and B viral antigens and COVID-19 Antigen from nasal swab specimens at home.

Uvoznik za SLOVENIJO



3-LABPLUSd.o.o.

Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test For Self-Testing

Product Features

- *High Accuracy*
- *Fast Results in 15 mins*
- *Easy Specimen Collection*
- *Easy for Private Home Use*
- *Simple operation, No equipment required*



Contents

- *COVID-19 & Influenza A+B Antigen combo Test-1*
- *Extraction tube with buffer-1*
- *Sterilized nasal swab-1*
- *Package insert-1*
- *Waste bag-1*




使用过程 Convenient Procedure




Scan to see the test video




Peel off the foil film on the extraction tube and insert into the hole



Insert nasal swab to an appropriate depth, roll 5 times in each nostril



Rotate the swab 8-10 times



Press the swab and release as much liquid as possible




Place the cap



Add 3 drops to each sample well(S)



10~15 Min




Read the result



Results Interpretation

For COVID-19



Positive



Negative



Invalid

For FLU A/B



Positive



Positive



Positive



Negative



Invalid



Invalid



Invalid



Invalid

包装信息

Packing Information



Brand:SAFECARE

Product name:COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test For Self-Testing

Package:1T/box

CTN Size:63×37×30cm

QTY:300Tests/CTN

G.W.:9kgs

N.W.:7kgs

Inner box size:122×67×22mm



CERTIFICATE

DIRECTIVE 98/79/EC
EC DESIGN-EXAMINATION

CeCert Sp. z o.o. hereby confirms that manufactured by

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 2/203, No. 18 Haishu Rd., Cangqian Sub-district,
Yuhang District, Hangzhou, 311121, Zhejiang, P.R. China

in vitro diagnostic medical device for self-testing

**COVID-19 & Influenza A+B Antigen
Combo Rapid Test**
catalogue number: FCO-6032H

in term of the design conforms to the requirements of Annex III
section 6 to Directive 98/79/EC (as amended) implemented into Polish
Law, as evidenced by the assessment conducted
by CeCert Sp. z o.o.



2934

Validity date: 29.04.2022 – 26.05.2025

Issue date: 29.04.2022

Check it



CeCert Sp. z o.o.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa

Kamil Szczurowski
Director of *in Vitro* Diagnostic Medical Device
Certification Department

www.cccert.pl
e-mail: biuro@cccert.pl

Certificate no: CeCert/063/W/E.1

Warsaw, 09.08.2024

CeCert Sp. z o.o.
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.,
address: Building 2/203, No.18 Haishu
Rd, Cangqian Sub-district Yuhang
District, Hangzhou, 311121, P.R. China

Ref: CeCert/672/2024

Dear Sirs,

With reference to the application 137A/2022 regarding the assessment of the non-significant change related to an IVD medical device for self-testing: COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test; REF: FCO-6032H, consisting of shelf-life extension to 36 months, I would like to inform that the evaluation of above mentioned change and related documentation has been completed and approved by CeCert.

The certificate of conformity no. CeCert/063/W/E.1 remains in force.

Sincerely,

**Director of in Vitro Diagnostic Medical
Devices Certification Department**



NIP: 1231429092
REGON: 382803094
KRS: 0000776156



CeCert Sp. z o.o.
ul. Warecka 11A,
00-034 Warszawa.



Telefon: 721 721 526
E-mail: biuro@cecert.pl
Web: www.cecert.pl



EC Declaration of Conformity



according to the Directive 98/79/EC
(For self-testing)

Manufacturer:

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Address:

Building 2/203, No.18 Haishu Rd.Cangqian Sub-district, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang China 311121
Tel/Fax: +86 571 81389219 Email: admin@safecare.com.cn

EC Representative:

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that

the medical device(s)

Product Name

COVID-19 & Influenza A+B Antigen
Combo Rapid Test

Type/model, identification of
product allowing traceability
(Where applicable)

Cassette(FCO-6032H)

of Category

For Self testing

is/are in conformity with the relevant provisions and requirements of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council on In-Vitro Diagnostic Medical Devices.

Applied harmonised
standards, national
standards or other
normative documents

EN ISO23640:2015
EN 13612:2002
EN 13641:2002
EN ISO 14971:2019
ISO13485:2016

EN ISO 18113-1:2011
EN ISO 18113-4:2011
EN ISO 15223-1:2021
EN 62366-1:2015
EN13532:2002

Conformity
assessment procedure

EC Declaration of Conformity(Annex III,- Section 6)

Notified Body
(name & number)

CeCert Sp. z o.o.
Notified Body number : 2934

Signed on: 2022.3.17

Place: Hangzhou, Zhejiang, China

Signature (on behalf of the manufacturer)

Kebin

Name of authorized signatory: Kebin, Qiu

Position held in the company: General Manager

Seal/Stamp:



COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test For Self-Testing

Package Insert

CE 2934

IVD

REF

FCO-6032H

English

INTENDED USE

The COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test is a single-use test kit intended for qualitative detection of nucleocapsid protein antigen of influenza A and B viral antigens and COVID-19 Antigen from nasal swab specimens.

This test is intended for home use with self-collected nasal swab samples in individuals aged 12 and older. Sampling from anyone under the age of 12 and over the age of 70 should be performed under the guidance and assistance of their guardian. People who are unable to carry out the test on their own should seek support.

The test is intended for symptomatic individuals within 7 onset days or asymptomatic individuals contact with persons who have been diagnosed positive or with individuals suspected to be infected.

Positive results are indicative of the presence of Influenza and SARS-CoV-2. Individuals who test positive should self-isolate and seek additional care from their healthcare provider. Positive results do not rule out bacterial infection or coinfection with other viruses.

Negative results do not preclude Influenza and SARS-CoV-2 infection. Individuals who test negative and continue to experience Influenza or COVID-like symptoms should seek follow up care from their healthcare provider.

PRINCIPLE

The COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test is an immunochromatographic membrane assay that uses highly sensitive antibodies to detect SARS-CoV-2, Influenza A and B nucleocapsid protein from nasal swab specimens.

SARS-CoV-2, Influenza A and B specific antibodies are immobilized onto the test region of the membrane and combined with other reagents/pads to construct a test strip.

The test is designed to detection of nucleocapsid protein antigens in nasal swab specimens, which is different from the mutation sites have occurred in the spike protein, so it is theoretically able to detect variants including those in UK, India, South Africa and Brazil.

KIT COMPONENTS

Component	1Test /Kit	5 Tests /Kit	10 Tests /Kit	20 Tests /Kit	25 Tests /Kit
COVID-19 & Influenza A+B Antigen combo Test	1	5	10	20	25
Extraction tube with buffer	1	5	10	20	25
Sterilized nasal swab	1	5	10	20	25
Waste bag	1	5	10	20	25
Workstation	/	/	1	1	1
Package insert	1	1	1	1	1

ADDITIONAL SPECIAL EQUIPMENT

Timer

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Do not use after expiration date, Do not use if kit is damaged or open, Do not reuse the tests.
- Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.
- Handle all specimens as if they contain infectious agents. Discard the using testing materials in accordance with local regulations.
- The extraction buffer contains a salt solution if the solution contacts the skin or eyes, flush with copious amounts of water. Don't swallow the buffer. When swallowing the buffer, rinse the mouth thoroughly with water and give plenty of water to dilute the substance. If any discomfort, seek medical attention immediately.
- Children and older please use the test under the guardian.

STORAGE AND STABILITY

Store unused test devices unopened at 4°C-30°C. If stored at 4°C-8°C, ensure that the test device is brought to room temperature before opening. The test device is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. Do not freeze the kit or expose the kit over 30°C.

TEST PROCEDURE

Open the kit box, Check the components before use.

Please read all instructions carefully before you begin.

[Preparation before sampling]


- Get a flat area ready, like a table. Make sure it is clear, clean and dry.
 - Take off hand jewellery.
 - Wash your hands for 20 seconds, Use soap and water, or hand sanitiser. Dry your hands using clean disposable paper towels.
- For better protection and avoid cross-contamination, disposable gloves, masks and eye protection (not provided in the package) are recommended.

[Specimen Preparation]

- Peel off the foil film on the extraction tube and insert into the hole of workstation. (For 1 test kit and 5 tests/kit, Insert the extraction tube into the hole of the box.)
- Open nasal swab package at the sticky end and take the nasal swab out.
- Gently insert the soft tip of the nasal swab into left nostril about 2.5cm (1 inch) for adult.
Note: For child, the maximum depth of insertion into the nostril may be less than 2.5 cm and should be carefully and appropriately adjusted by the person, who collects sample.
- Firmly brush against the inside of the nostril in a circular motion 5 times or more.
- Move the nasal swab to the right nostril and repeat the previous action, Make sure an adequate sample is collected.
- Insert the nasal swab into the tube which contains extraction buffer.
- Rotate nasal swab at least 8-10 times while pressing nasal swab tip against the bottom and the side of the tube.
- Remove the nasal swab while squeezing and rolling the nasal swab against the sides of the tube to release as much liquid as possible.
- Cover the tube with cap tightly and insert the tube back into the workstation or box.

[Test Procedure]

- Open the sealed pouch and take out the test cassette. For best results, the test should be performed in one hour.
- Hold the tube vertically upside down over the sample well.
- Add 3 drops specimen into the each sample well by gently squeezing the sides of the tube, then start the timer.




- Wait for colored lines to appear. The test result can be read in 10-15 minutes, DO NOT read after 20 minutes.

[After the testing]

- After you have done the test, put all parts of the kit in the waste bag. Discard the waste bag in accordance with local regulations.
- If you are doing more than 1 test, clean the table with 75% alcohol or sanitiser. Wash your hands between each test.

INTERPRETATION OF TEST RESULT For Flu A+B



• **Positive Influenza A:***

Two distinct colored lines appear in the left window. One colored line should be in the control region (C) and another colored line should be in the Influenza A region (A).

• **Positive Influenza B:***

Two distinct colored lines appear in the left window. One colored line should be in the control region (C) and another colored line should be in the Influenza B region (B).

• **Positive Influenza A and Influenza B:***

Three distinct colored lines appear in the left window. One colored line should be in the control region (C) and two colored line should be in the Influenza A region (A) and Influenza B region (B).


• **Negative:**

One colored line appears in the control region (C) of the left window. No apparent colored line appears in the test line region (B/A).

• **Invalid:**

Control line fails to appear in the left window. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test Cassette. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

INTERPRETATION OF TEST RESULT For COVID-19



• **Positive COVID-19:***

Two distinct colored lines appear in the right window. One colored line should be in the control region (C) and another colored line should be in the Test region (T).

• **Negative:**

One colored line appears in the control region (C) of the right window. No apparent colored line appears in the test line region (T).

• **Invalid:**

Control line fails to appear in the right window. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test Cassette. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

*NOTE: The intensity of the color in the test line region will vary depending on the concentration of the analyses in the specimen. Therefore, any shade of color in the test line region should be considered positive.

BUILT-IN CONTROL

This test contains a built-in control feature, the C line on the test. The C line develops after adding sample solution. Otherwise, review the whole procedure and repeat test with a new device.

WHAT SHOULD I DO AFTER TEST

If the test result is positive	There is currently a suspicion of a COVID-19 or Flu A or Flu B infection ➢ Contact your doctor / general practitioner or the local health department immediately ➢ Comply with local guidelines for self-isolation ➢ To have a PCR confirmatory test performed
If the test result is negative	Continue to comply with all applicable rules regarding contact with others and protective measures ➢ An infection may also be present if the test is negative ➢ If it is suspected, repeat the test after 1 - 2 days, as the virus cannot be accurately detected in all phases of an infection
If the test result is invalid	Possibly caused by incorrect test execution ➢ Repeat the test ➢ If the test results remain invalid, contact a doctor or a COVID-19 test center

Note: Do not take any decision of medical relevance without first consulting your medical practitioner

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1. Clinical study: A comparison was performed using nasal samples collected for the research reagent and nasopharyngeal samples collected for comparative PCR reference testing. The test data listed in below table:

		Influenza A/B			COVID-19		
		Reference test result		Total	PCR		Total
		Positive	Negative		Positive	Negative	
Safecare Test	Positive	42	0	42	95	0	95
	Negative	0	568	568	15	455	470
Total		42	568	610	110	455	565
Relative Sensitivity		100.00% (95%CI 91.59% ~ 100.00%)			86.36% (95%CI 78.51% ~ 92.16%)		
Relative Specificity		100.00% (95%CI 99.35% ~ 100.00%)			100%(95%CI 99.19% ~ 100.00%)		
Overall Agreement		100.00% (95%CI 99.40% ~ 100.00%)			97.35%(95%CI 95.66% ~ 98.51%)		

2. Cross-reactivity: Cross-reactivity studies are performed to demonstrate that the test does not react with the following microorganisms in the table below at concentration of 1x10⁴ TCID₅₀/mL for viruses and 1x10⁶ CFU/mL for bacteria.

Human metapneumovirus (hMPV)	Human parainfluenza virus 1	Rhinovirus	<i>Bordetella pertussis</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Human coronavirus OC43	Human parainfluenza virus 2	Enterovirus	<i>Chlamydia pneumoniae</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
Human coronavirus 229E	Human parainfluenza virus 3	Adenovirus	<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Human coronavirus NL63	Human parainfluenza virus 4	MERS	<i>Legionella pneumophila</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
Human coronavirus HKU1	Respiratory Syncytial Virus		<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	<i>Candida albicans</i>

3. Interference: The following endogenous interference substances were evaluated at the concentrations listed and no effect was found.

Whole blood (2%), three OTC nasal sprays (10%), three OTC nasal drop (25%), three nasal mouthwashes (25%), 4-Acetamidophenol (10mg/mL), Acetylsalicylic acid (20mg/mL), Chlorpheniramine (5 mg/mL), Dextromethorphan (10mg/mL), Diphenhydramine (5mg/mL), Ephedrine (20mg/mL), Guaiaac glycerol ether (20mg/mL), Oxymetazoline (10mg/mL), Phenylephrine (100mg/mL), Phenylpropanolamine (20mg/mL), Oseltamivir Phosphate (10mg/mL), Mupirocin (10mg/mL), Vitamin A (10%), D-Panthenol (10%)

LIMITATIONS AND POSSIBLE ERRORS

- The COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test is intended for use as a self-test and may only be used for qualitative detection of SARS-CoV-2, Influenza A and B antigens. The colour intensity of a positive line shall not be evaluated as quantitative or semi-quantitative.
- The COVID-19 & Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test should be only for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A and B antigens, not for any other viruses or pathogens. The test does not differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2.
- The performance was evaluated using the procedures provided in this product insert only. Modifications to these procedures may alter the performance of the test.
- A negative result does not exclude the possibility of COVID-19 and /or Influenza A and /or Influenza B infection.
- The results obtained with this assay, especially in the case of weak test lines which are difficult to interpret, should be retested or go to a medical institution for testing.
- The test is intended for infection detection and not for determine infection status. The test is used for the auxiliary diagnosis and can not be used as the sole diagnostic indicator of whether the test subject is infected with the COVID-19 and /or Influenza A and /or Influenza B.
- False negative test result may occur if the level of antigen in a sample is below the detection limit of the test.
- False negative results may occur if a specimen is improperly collected, transported, or handled.
- False positive test results are more likely during periods of low COVID activity when prevalence is moderate to low.
- Testing of individuals without COVID-19 symptoms and/or individuals who live in areas with low numbers of COVID-19 infections and without known exposure to COVID-19, more false positive results may be returned.

INDEX OF SYMBOLS

⊘	Do not reuse	IVD	For in vitro diagnostic use only
4°C-30°C	Stored between 4-30°C	i	Consult instruction for use
☀	Keep away from sunlight	LOT	Lot number
🕒	Use-by date	Σ	Contains sufficient for <n> tests
🏭	Manufacturer	📅	Date of Manufacture
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide	STERILE R	Sterilized using irradiation
REF	Catalog No.	CE 2934	CE Mark
EC REP	Authorized Representative in the European Community	BIO	Contains biological material of animal origin

Safecare Biotech(Hangzhou) Co., Ltd.
Building 2/203, No.18 Haishu Rd, Cangjian Sub-district
Yuhang District, Hangzhou, 311121, China
Tel/Fax: +86 571 81389219. Email: admin@safecare.com.cn

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

COVID-19 & gripa A+B Antigenski Kombo Hitri Test Za Samotestiranje

Navodila za uporabo - Slovenščina

CE 2934

IVD

REF

FCO-6032H

NAMEN UPORABE

COVID-19 in gripa A+B Antigenski Kombo Hitri Test je enkratna testna naprava, namenjena kvalitativnemu odkrivanju nukleokapsidnih beljakovin antigena gripe A in B ter antigena COVID-19 iz vzorcev brisa nosu.

Ta test je namenjen za domačo uporabo z vzorci brisa nosu, ki jih zbirajo posamezniki, stari 12 let in več. Zbiranje vzorcev pri osebah, mlajših od 12 let, in starejših od 70 let mora potekati pod vodstvom in pomočjo skrbnika. Osebe, ki same ne morejo opraviti testa, naj poiščejo pomoč.

Test je namenjen za simptomatske posameznike v roku 7 dni po pojavu simptomov ali asimptomatske posameznike, ki so bili v stiku z osebami, pri katerih je bila postavljena pozitivna diagnoza ali obstaja sum okužbe.

Pozitivni rezultati kažejo na prisotnost gripe in SARS-CoV-2. Posamezniki, ki dobijo pozitiven rezultat, naj se izolirajo in poiščejo dodatno zdravstveno pomoč. Pozitiven rezultat ne izključuje bakterijske okužbe ali sočasne okužbe z drugim virusom.

PRINCIP DELOVANJA

COVID-19 in gripa A+B Antigenski Kombo Hitri Test je imunokromatografski membranski test, ki uporablja zelo občutljiva protitelesa za odkrivanje SARS-CoV-2, gripe A in B nukleokapsidnih beljakovin iz vzorcev brisa nosu. Protitelesa, specifična za SARS-CoV-2, gripo A in B, so imobilizirana na testnem območju membrane in se kombinirajo z drugimi reagenti/ploščicami za tvorbo testnega traku. Test je zasnovan za odkrivanje nukleokapsidnih beljakovin iz vzorcev brisa nosu, kar je drugačno od mutacij, ki so se pojavile v spike proteinu, zato je teoretično sposoben zaznati različice, vključno z različicami iz Združenega kraljevstva, Južne Afrike in Brazilije.

KOMPONENTE KOMPLETA

Komponente	1 test/ kpl.	5 test/ kpl.	10 test/ kpl.	20 test/ kpl.	25 test/ kpl.
COVID-19 in gripa A+B Antigenska testna ploščica	1	5	10	20	25
Epruveta z ekstrakcijsko tekočino	1	5	10	20	25
Sterilizirana palčka	1	5	10	20	25
Vrečka za odpadke	1	5	10	20	25
Delovna postaja	/	/	1	1	1
Priročna navodila	1	1	1	1	1

DODATNA OPREMA

Merilna naprava (zahtevan pripomoček, ni priložen kompletu)

OPOZORILO IN PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti. Ne uporabljajte, če je komplet poškodovan ali odprt. Ne uporabljajte testov ponovno.
- Ne jejte, ne pijte in ne kadite na območju, kjer so obravnavani vzorci ali kompleti.
- Ravnajte z vsemi vzorci, kot da vsebujejo nalezljive snovi. Opuščene testne materiale zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Tekočina za ekstrakcijo vsebuje slano raztopino. Če tekočina pride v stik s kožo ali očmi, jih takoj sperite z obilo vode. Ne pogoltajte tekočine. Če tekočino zaužijete, temeljito sperite usta z vodo in popijte veliko vode, da razredčite snov. V primeru neugodja takoj poiščejo zdravniško pomoč.
- Otroci in starejši naj test opravijo pod nadzorom skrbnika.

IZVEDBA IN SHRANJEVANJE

Shranjujte neuporabljene testne naprave neopdrt pri 4°C-30°C. Če so shranjene pri 4°C-8°C, zagotovite, da je testna naprava pred uporabo prinesena na sobno temperaturo. Testna naprava je stabilna do izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zaprti vrečki. Ne zamrzujte kompleta in ga ne izpostavljajte temperaturam nad 30°C.

POSTOPEK TESTIRANJA

Odprite škaflo s kompletom. Pred uporabo preverite komponente.

Pred začetkom odvzema vzorca skrbno preberite vsa navodila.

[Priprava pred odvzemu vzorca]

1. Pripravite ravno površino, kot je miza. Pripravite se, da je čista, suha in jasna.
2. Odstranite nakit.
3. Umijte roke vsaj 20 sekund z milom in vodo ali uporabite razkužilo za roke. Roke osušite s čistimi papirnati brisačami. Za boljše zaščito in preprečevanje navzkrižne kontaminacije se priporoča uporaba rokavic, mask in očal (niso priloženi v kompletu).

4. Trdno podprite notranjost nosnice v krožnih gih 5-krat ali več.
5. Premaknite nosni bris v desno nosnico in ponovite postopek. Prepričajte se, da je zbran ustrezen vzorec.
6. Vstavite nosni bris v epruveto, ki vsebuje tekočino za ekstrakcijo.
7. Zavrtite bris vsaj 8-10-krat, medtem ko ga pritisnete ob dno in stranice epruvete.
8. Odstranite nosni bris in med stiskanjem in vrtenjem brisa proti stenam epruvete iztisnite čim več tekočine.
9. Tesno zaprite epruveto s pokrovčkom in jo vstavite nazaj v delovno postajo.

[Postopek testiranja]


1. Odprite zaprto vrečko in vzemite testno kaseto. Za najboljše rezultate izvedite test v eni uri.
2. Epruveto držite pokonci in jo nežno pritisnite nad vzorčno vdolbino.
3. Dodajte 3 kapljice raztopine v vsako vzorčno vdolbino tako, da nežno stisnete stranice epruvete, nato zaženite štoparico.



Odlepite folijo z epruvete za ekstrakcijo in jo vstavite v luknjo delovne postaje



Odlepite folijo z epruvete za ekstrakcijo in jo vstavite v luknjo na škafli



Vstavite bris na ustrezno globino in ga zavrtite 5-krat v vsaki nosnici.




Zavrtite bris 8-10-krat.



Pritisnite bris in iztisnite čim več tekočine.



Namestite pokrovček.




Dodajte 3 kapljice v vsako vzorčno vdolbino (S).

NE POČAKAJTE, DA SE POJAVIJO OBARVANE ČRTE. Rezultati testa so vidni po 10-15 minutah, NE BEDI testnih rezultatov po 20 minutah.

[Po testiranju]

1. Po opravljenem testu vse dele kompleta odvrzite v vrečko za odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
2. Če opravljate več kot en test, očistite delovno površino z 75 % alkoholom ali razkužilom. Umijte si roke med vsakim testom.

INTERPRETACIJA REZULTATOV TESTA ZA GRIPU A+B



• Pozitivno na gripo A:

Dve različni obarvani črti se prikažeta v levem oknu. Ena obarvana črta mora biti v kontrolnem območju (C), druga obarvana črta pa v območju gripe A (A).

• Pozitivno na gripo B:

Dve različni obarvani črti se prikažeta v levem oknu. Ena obarvana črta mora biti v kontrolnem območju (C), druga obarvana črta pa v območju gripe B (B).

• Pozitivno na gripo A+B:

Tri različne obarvane črte se prikažejo v levem oknu. Ena obarvana črta mora biti v kontrolnem območju (C), dve obarvani črti pa v območjih gripe A (A) in gripe B (B).


• Negativno:

Ena obarvana črta se prikaže v kontrolnem območju (C) levega okna. Nobena obarvana črta se ne prikaže v območju testa (B/A).

• Neveljavno:

Če se kontrolna črta ne prikaže v levem oknu, je najverjetnejši razlog pomanjkljiva količina vzorca ali napačna izvedba postopka. Preverite postopek in ponovite test z novo testno kaseto. Če težava vztraja, takoj prenehajte z uporabo testa in kontaktirajte lokalnega distributerja.

INTERPRETACIJA REZULTATOV TESTA ZA COVID-19



• Pozitivno na COVID-19:

Dve različni obarvani črti se prikaže v desnem oknu. Ena obarvana črta mora biti v kontrolnem območju (C), druga obarvana črta pa v testnem območju (T).

• Negativno na COVID-19:

Ena obarvana črta se prikaže v kontrolnem območju (C) desnega okna. Nobena obarvana črta se ne prikaže v testnem območju (T).

• Neveljavno:

Če se kontrolna črta ne prikaže v desnem oknu, je najverjetnejši razlog pomaljšanje količine vzorca ali napačna izvedba postopka. Preverite postopek in ponovite test z novo testno kaseto. Če težava vztraja, takoj prenehajte z uporabo testa in kontaktirajte lokalnega distributerja.

***OPOMBA:** Intenzivnost barve v območju testne črte (T) se bo razlikovala glede na koncentracijo analit v vzorcu. Zato se šteje vsak odtenek barve v testnem območju za pozitiven rezultat.

VGRAJENA KONTROLA

Ta test vsebuje vgrajeno kontrolno funkcijo, črto C na testu. Črta C se prikaže po dodajanju vzorčne raztopine. Če se črta C ne prikaže, preverite celoten postopek in ponovite test z novo napravo.

KAKO UKREPATI PO TESTIRANJU

• Če je rezultat testa pozitiven:

- Obstaja sum na okužbo s COVID-19, gripe A ali gripe B:
- Takoj se obrnite na zdravnika/splošnega zdravnika ali lokalni zdravstveni oddelk
- Upoštevajte lokalne smernice za samoizolacijo
- Opravite potrditveni PCR test

• Če je rezultat testa negativen:

- Še naprej upoštevajte vse veljavne smernice glede stika z drugimi osebami in zaščitnih ukrepov:
- Okužba je lahko prisotna tudi, če je test negativen
- Če je sum na okužbo, ponovite test po 1–2 dneh, saj virusa v vseh fazah okužbe ni mogoče natančno zaznati
- Če je rezultat testa neveljaven:
- Verjetno zaradi nepravilne izvedbe testa
- Ponovite test
- Če rezultati ostanejo neveljavni, se posvetujte z zdravnikom ali obiščite COVID-19 testni center

***OPOMBA:** Ne sprejemajte nobenih zdravstvenih odločitev brez posvetovanja z vašim zdravnikom.

ZNANČNOSTI UČINKOVITOSTI

1. Klinična študija:

Primerjava je bila izvedena z vzorci nosnih brisov, zbranih za raziskovalne reagentne in vzorce nazofaringealnih brisov, ki so bili testirani s primerjalnim PCR testom. Podatki testa so navedeni v spodnji tabeli: Primerjava je bila izvedena z vzorci nosnih brisov, zbranih za raziskovalne reagentne in vzorce nazofaringealnih brisov, ki so bili testirani s primerjalnim PCR testom. Podatki testa so navedeni v spodnji tabeli:

		Gripa A/B			COVID-19		
		Referenčni rezultat		Skupaj	PCR		Skupaj
		Pozitivno	Negativno		Pozitivno	Negativno	
Test za samo-testiranje	Pozitivno	42	0	42	95	0	95
	Negativno	0	568	568	15	455	470
Skupaj		42	568	610	110	455	565
Relativna občutljivost:		100,00% (95%CI:91,59%–100,00%)			86,36% (95%CI:78,51%–92,16%)		
Relativna specifičnost:		100,00% (95%CI:99,35%–100,00%)			100,00% (95%CI:99,19%–100,00%)		
Skupno ujemanje:		100,00% (95%CI:99,40%–100,00%)			97,35% (95%CI:95,66%–98,51%)		

2. Navzkrižna reaktivnost:

Testi navzkrižne reaktivnosti so bili izvedeni, da bi dokazali, da test ne reagira z naslednjimi mikroorganizmi pri koncentraciji 1×10^8 TCID₅₀/mL za viruse in 1×10^8 CFU/mL za bakterije:

• Human metapneumovirus (HMPV), Human coronavirus OC43,

Human coronavirus NL63, Human coronavirus HKU1 Respiratorni sincijski virus (RSV), Human parainfluenza virus 1, Human parainfluenza virus 2, Human parainfluenza virus 3, Human parainfluenza virus 4, Rinovirus, Adenovirus, Enterovirus, MERS, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Staphylococcus aureus

3. Motenje:

Naslednje endogene motnje niso vplivale na rezultat pri testiranih koncentracijah:

- Celotna kri (2%), Nosni spreji OTC (10%), Kapljice za nos OTC (25%), Tri vrste ustnih vodov (2%), Acetaminofen (10 mg/mL), Acetilsalicilna kislina (20 mg/mL), Klorfeniramin (5 mg/mL), Dekstrometorfan (10 mg/mL), Difenhidramin (5 mg/mL), Efedrin (20 mg/mL), Gvajakol glicilni eter (20 mg/mL), Oksimetazolin (10 mg/mL), Fenilefrin (100 mg/mL), Fenilpropanolamin (20 mg/mL), Osetamivir fosfat (1 mg/mL), Mupirocin (10 mg/mL), Vitamin A (10%), D-pantenol (10%)

OMEJITVE IN MOŽNE NAPAKE

- Test COVID-19 & Influenza A+B Antigeni Kombi Hitri Test je namenjen za samotestiranje in se lahko uporablja samo za kvalitativno odkrivanje antigenov SARS-CoV-2, gripe A in B. Barvna intenzivnost pozitivne črte ne sme biti ovrednotena kot kvantitativni ali polkvantitativni rezultat.
- Test COVID-19 & Influenza A+B Antigeni Kombi Hitri Test je namenjen samo za odkrivanje antigenov SARS-CoV-2, gripe A in B, ne pa za druge viruse ali patogene. Test ne loči med SARS-CoV in SARS-CoV-2.
- Učinkovitost je bila ovrednotena z uporabo postopkov, opisanih v teh navodilih za uporabo. Vsaka sprememba teh postopkov lahko vpliva na delovanje testa.
- Negativen rezultat testa ne izključuje možnosti okužbe s COVID-19 in/ali gripe A in/ali gripe B.
- Rezultati, pridobljeni s tem testom, še posebej v primeru šibkih testnih črt, ki jih je težko interpretirati, zahtevajo ponovni test ali obisk zdravstvene ustanove za nadaljnje testiranje.
- Test je namenjen odkrivanju okužbe, ne pa dobojanju stanja okužbe. Test se uporablja kot pomožno diagnostično orodje in ga ni mogoče uporabiti kot edini diagnostični pokazatelj, ali je oseba okužena s COVID-19 in/ali gripe A in/ali gripe B.
- Lažno negativen rezultat testa se lahko pojavi, če je raven antigena v vzorcu pod mejo zaznavanja testa.
- Lažno negativi rezultati se lahko pojavijo, če je vzorec nepravilno zbran, transportiran ali obdelan.
- Lažno pozitivni rezultati so bolj verjetni v obdobjih nizke aktivnosti COVID-19, ko je razširjenost virusa zmanjšana do nize.
- Testiranje oseb brez simptomov COVID-19 in/ali oseb, ki živijo v območjih z nizkim številom okužb s COVID-19 in/ali brez znane stika s COVID-19, lahko privede do več lažno pozitivnih rezultatov.

RAZLAGA SIMBOLOV

	Ni za ponovno uporabo		In vitro diagnostični medicinski pripomoček
	Temperaturno območje shranjevanja		Pred uporabo natančno preberite navodila
	Hraniti stran od sončne svetlobe		Številka serije
	Datum izteka roka uporabnosti		Število testov v kompletu
	Proizvajalec		Datum proizvodnje
	Sterilizirano z etilen oksidom		Sterilizirano z obsevanjem
	Kataloška številka		Oznaka CE
	Pooblaščen zastopnik v Evropski uniji		Vsebuje biološki material živalskega izvora

Safecare Biotech(Hangzhou) Co., Ltd.
Building 2/203, No.18 Haisu Rd, Cangjian Sub-district
Yuhang District, Hangzhou, 311121, China

EC REP Share Info GmbH
Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

Uvoznik: 3-LAB PLUS d.o.o.,
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
info@3-lab.si

Verzija št.: 01 Datum revizije: 11.1.2024