

RIGHTTEST

GM700SB

Set za določanje ravni sladkorja v krvi

Pametni brezžični partner
za vodenje sladkorne bolezni



Pametni brezžični partner za vodenje sladkorne bolezni

Značilnosti:



Širok razpon vrednosti hematokrita

Meri tudi ekstremne vrednosti hematokrita, kot je hematokrit pri novorojenčkih, starejših in osebah z anemijo.



Avtomatsko kodiranje

Odpravljena potreba po ročnem kodiranju ter s tem omogočena večja točnost rezultatov meritev.



Rightest® testni trakovi

Rightest® testni trakovi oblikovani s tehnologijo Validus omogočajo boljšo točnost in preciznost.

Značilnosti aplikacije RIGHTEST CARE:



Popolna kontrola vrednosti sladkorja v krvi

Informacije o inzulinu, nalaganje fotografij, zapiski o ogljikovih hidratih itd. Oznaka časa merjenja (npr. zjutraj, pred/po obroku, pred spanjem, itd.)




Uporabniku prijazen prikaz podatkov

Odstotek hiper in hipo vrednosti. Povprečna vrednost nivoja sladkorja v krvi je označena z različnimi statusnimi oznakami.




Prilagojen uporabniku

Nastavitev zelenih vrednosti sladkorja v krvi. Personaliziran dnevni urnik.



Prilagojen uporabniku

- Urnik merjenja prilagojen posamezniku
- Nastavitev zelenih vrednosti sladkorja v krvi
- Personaliziran dnevni urnik



Popolna kontrola vrednosti sladkorja v krvi

- Informacije o inzulinu, nalaganje fotografij, zapiski o ogljikovih hidratih, itd.
- Oznaka časa merjenja (zjutraj, pred/po obroku, pred spanjem, itd.)
- Sinhronizacija s HbA1c ugotovitvami



Uporabniku prijazen prikaz podatkov

- Navedba neobičajnih sprememb ravni sladkorja v krvi pred in po obroku
- Odstotek hipo in hiper vrednosti
- Povprečne vrednosti nivoja sladkorja v krvi so označene z različnimi statusnimi oznakami




Tedenski jedilnik

- Za pravilno prehranjevanje



Patentirana sestava testnih trakov

Revolucionarni testni trakovi so rezultat inovativne prilagoditve zlatemu standardu YSI v klinični diagnostiki in testiranju. Vgrajeni zlati biosenzorji omogočajo stabilno prevodnost toka od točke do točke in tako zagotovijo visoko preciznost in točnost odčitavanja vrednosti sladkorja v krvi.



Inovativno oblikovani testni trakovi

Trajni in posebno oblikovani testni trakovi brez žice, z vgrajenimi zlatimi biosenzorji, omogočajo lažje rokovanje in visoko natančnost.

Kratka pot testiranja

Krajša pot testiranja testnih trakov Rightest® zagotavlja večjo stabilnost elektrokemičnega polja in posledično omogoča bolj točen rezultat.

Avtomatsko kodiranje

V testnem traku je vgrajen kod zaradi katerega se zmanjšajo napake človeškega faktorja in razlike med serijami.

Nasvidenje dnevniki samokontrole

S pomočjo bluetooth povezave z aplikacijo z lahkoto vodimo vrednosti sladkorja v krvi kjerkoli in kadarkoli.

Ustreza standardu EN ISO 15197:2015



Testni trak
GS720





RIGHTEST

Pametni brezžični partner za vodenje sladkorne bolezni



Prilagojen uporabniku



Uporabniku prijazen
prikaz podatkov



Popolna kontrola
vrednosti sladkorja
v krvi



Tedenski jedilnik

Dnevnik samokontrole
so preteklost, spoznajte
aplikacijo RIGHTEST CARE!



Rightest CARE

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni



BIONIME



Bionime Corporation
Tel: +886 4 2369 2388
info@bionime.com



Bionime GmbH (Switzerland)
Tel: +41 71 722 9840
info@bionime.ch

SALVUS

Salvus Med d.o.o.

Jakšičeva ulica 2,
1000 Ljubljana,
M: +386 51 364 104,
infosalvusmed@salvushealth.com
www.salvushealth.com

Copyright © 2018 Bionime Corporation
All rights reserved E1802